

一般社団法人Flower of Life
紹介者様用資料

※この資料は、
一般社団法人Flower of Life が
Healyを紹介した方に、より親しみやすく
利用して頂けるために作成した資料です。
Healy 公式の取扱説明書の補助的な
参考資料としてご利用ください。

※コピー 転送 禁止

Healy
初期設定マニュアル



あなたの暮らしに周波数を

目次	1 準備編	1～2ページ
	2 Healy アプリの設定	3～6ページ
	3 Healy レゾナンスアプリの設定 ※レゾナンス購入の方のみ	7～13ページ

1 準備編

1-1 Healy本機の準備

Healy 開封後、充電が不十分なので**8時間ほど充電**してください

1-2 スマートフォンの準備

1-2-1 スマートフォンの必要スペック

スマートフォンOSのバージョン

iPhoneの方 【iOSバージョン9.0以上】

Androidの方 【Androidバージョン4.4以上】

※Healy アプリのバージョンによって変わる可能性があります

Bluetoothのバージョン 【Bluetooth4.0以上】

※スマートフォンとHealy機器を接続するため通信手段です

1-2-2 スマートフォンの設定

Bluetoothをオンにする

位置情報 (GPS) をオンにする

Wi-Fiをオンにする※LTE非搭載の機種は必須

【予備知識】 Healy とレゾナンスのアプリは同時には接続できません。アプリを切り替える際には最初に立ち上げたアプリを正しく終了させる必要があります。アプリの終了方法は下記サイトを参照ください

<https://sumahosupportline.com/running-app-close/>

1-2-3 アプリのダウンロード

アプリストアで【 **Healy** 】と入力すると Healy アプリと
【 Healy Analyse 】(レゾナンス用)アプリが入手できます。

※**レゾナンスの方は Healyアプリとレゾナンスアプリの両方** インストールします



iPhone




Healy



Healy Analyse
(レゾナンス)



Android



2 Healy アプリの設定


2-1 Healy本体の電源を入れる

矢印の個所が【緑色に点滅】していることを確認する

※アプリを起動する前に本機の電源を入れますとスムーズに通信が行われます



2-2 Healyアプリを起動する



通知を【許可】

healy

Disclaimer

While scientific research underlies Healy technology, its connection to health and wellness has not been extensively explored or demonstrated. Healy is not intended to cure, treat, mitigate, diagnose or prevent disease, but rather to support energetic balance and enhance recovery, vitality and wellbeing.

Weiter



healy




AGB

Die Healy World GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Fehler, die mit der Benutzung dieses Produktes in Zusammenhang stehen. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind eventuelle Verletzungen von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits, oder einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits, oder einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

Weiter

【Weiter】をタップ

【Weiter】をタップ



すべてのアクセスを【許可】



Bluetooth使用を【OK】



この状態で少し待つと次画面に進む



QRコードスキャンをタップする




カメラが起動したら上記の部分のスキャン
枠の中のQRコードをスキャン

Bitte Healy SN eingeben



Verbinden

本機のスキャンした箇所の数字と一致していることを確認して下部をタップ



アップデートを【OK】

※この画面に移行しない場合は前画面の【Einstellungen】をタップして【Auf Updates prüfen】からアップデート

healy

100%

Programme >

Therapeuten TAN >

Einstellungen >

Informationen >

この状態で少し待つと次画面に進む



【OK】Healy アプリの設定は完了

3 Healy レゾナンスアプリの設定

【重要】レゾナンスアプリにはマスターキーがあります。
マスターキーを失くした場合、スマートフォンの機種変更や
本機を初期化した際に今までのデータがすべて失われますので確実に保管して下さい

3-1 Healy本体の電源を入れる

矢印の個所が【緑色に点滅】している
ことを確認する

※レゾナンスアプリを起動する前に

Healyアプリは正しく閉じてください


※アプリを起動する前に本機の電源を
入れるとスムーズに通信が行われます

アプリを閉じる方法

<https://sumahosupportline.com/running-app-close/>



3-2 Healy Analyse(レゾナンス)アプリを起動する




Bluetoothの通信を【OK】




【Next】をタップ




【I have a Healy】をタップ



【Login】をタップ



【Yes】をタップ



本機の裏のSNコードと同じものをタップ



Input fields for email (b@gmail.com) and password (masked with dots).

I have the read the [Privacy Policies](#)

I have the read the [User agreement](#) and agree with it

I have the read the [Consent declaration](#) and agree with it.

Three toggle switches, all turned on.

Login button

Forgot password?

【Login】をタップ


Click on the button below to download your Master Key for accessing your cloud data. Please save your Master Key in a secure place. If you lose this device your key is the only way to access your data in the Cloud

Save Master Key button


【Save Master Key】をタップ

超重要 (Super Important)

Click on the button below to download your Master Key for accessing your cloud data. Please save your Master Key in a secure place. If you lose this device your key is the only way to access your data in the Cloud





マスターキーを保管する場所を決めます
量が多いのでコピーよりもファイルを管理できる
場所に保管してください





【OK】をタップ

To be able to use the HealAdvisor Analyse App you need to synchronize the databases (W-LAN/WiFi recommended)



【Sync Changes】をタップ

【OK】をタップ



【Switch language】をタップ

【japanese】をタップ



【顧客】をタップ



【新規顧客を追加する】をタップ



【人】をタップ




【+】をタップ



【写真を取る】をタップ




右手に本機を持ったら
鼓動を記録する【+】をタップ



カメラアクセスを【OK】



鼓動が記録できたら個人情報を登録
名/姓/表示名/生年月日/出生地/性別
だけでもOK



生年月日は日付を指定してから
左上の年をタップして年月を決定



①にチェックして②をタップ



【はい】をタップして
レゾナンスの設定は完了